



**ECO'LOGIC**  
*recyclage*

Rejoignez notre programme de recyclage des masques chirurgicaux pour les transformer en une solution écologique et durable. Les granulés issus de la transformation de vos masques vont servir à élaborer un bio-seau écologique qui à son tour va permettre de recycler vos bio-déchets.

**COLLECTONS - RECYCLONS - TRANSFORMONS - PROTEGEONS**



# Recyclons ensemble de A à Z



fourniture  
de masques



collecte  
des masques



transformation  
en granulés



fabrication  
d'un bio-seau ++



compostage

**Vos masques transformés en solution circulaire écologique**

Ils vous ont protégés pendant quelques heures...

Nous les recyclons afin de produire une solution de recyclage pour les foyers.

## MON PARCOURS UTILISATEUR


**1** - Je calcul le **nombre de point de collecte** que je souhaite positionner dans ma société. Cette borne est nommée : ECO'LOGIC BOX

**2** - Je calcul le nombre de masques à recycler par mois ce qui me permettra de **choisir l'offre la plus adaptée** :  
 $\text{Nombre de salariés} \times 42^* = \text{Nombre de masques à recycler/mois}$   
 $*2 \text{ masques/jour} \times 21 \text{ jours}$

**7** - Objectif de distribution de ce Bio-Seau évolutif : début 2022

**6** - Ce Bio-Seau évolutif sera injecté en France et assemblé dans des ESAT\*

\* établissements médico-sociaux qui ont pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés).



**3** - Je réceptionne mon ou mes Eco'Logic Box et je collecte à ma vitesse. Une fois que le volume de masques choisi est atteint, je fais une demande d'enlèvement

**5** - Eco'Logic Recyclage a pour objectif de transformer ces billes de plastique en Bio-Seau évolutif, accélérateur de compost pour gérer le traitement des biodéchets.

**4** - On réceptionne vos masques, on les hygiénise afin de les broyer et les transformer en billes de plastique.



## Vos masques transformés en solution circulaire écologique

Ils vous ont protégés pendant quelques heures...

Nous les recyclons afin de produire une solution de recyclage pour les foyers.



## ECO'LOGIC BOX EN CARTON RECYCLÉ

COLLECTEZ VOS MASQUES EN POLYPROPYLENE

Container conçu en France en carton recyclé permettant de collecter **UNIQUEMENT** vos masques chirurgicaux **POLYPROPYLENE**.

Accueille les sacs de 110 L de collecte fournis, à placer ensuite dans le container de retour (avec étiquette JAUNE) pouvant lui contenir jusqu'à 1000 masques.

**Cette borne ne sera pas retournée lors de l'enlèvement de vos containers retour.**

Dimensions : 31 x 28 x 78 cm

Couvercle amovible

Ref : PA001021AS

Je commande le nombre de borne à positionner pour faciliter la collecte. Cette borne restera en place et ne sera pas recyclée.



Je commande le nombre de container retour selon le nombre de masques à recycler. Chaque container est fourni avec 2 sacs de 110L + scellés permettant de recycler jusqu'à 1000 masques



EN OPTION : Je commande mon bouton intelligent GDOS SENSOR d'alerte de borne pleine.



## L'Eco'Logic Box pour masques compostables !

Ils vous ont protégés pendant quelques heures...

Valorisons vos masques compostables tel un bio-déchet !



## ECO'LOGIC BOX EN CARTON RECYCLÉ

### COLLECTEZ VOS MASQUES COMPOSTABLES

Container conçu en France en carton recyclé permettant de collecter **UNIQUEMENT** vos masques chirurgicaux **COMPOSTABLES**.

Accueille les sacs de 110 L de collecte fourni, à placer ensuite dans le container de retour (avec étiquette BLEUE) pouvant lui contenir jusqu'à 1000 masques.

**Cette borne ne sera pas retournée lors de l'enlèvement de vos containers retour.**

Dimensions : 31 x 28 x 78 cm

Couvercle amovible

Ref : PA001021AS

Je commande le nombre de borne à positionner pour faciliter la collecte. Cette borne restera en place et ne sera pas recyclée.



Je commande le nombre de container retour selon le nombre de masques à recycler. Chaque container est fourni avec 2 sacs de 110L + scellés permettant de recycler jusqu'à 1000 masques



EN OPTION : Je commande mon bouton intelligent GDOS SENSOR d'alerte de borne pleine.



## Le bouton intelligent d'alerte pour vous transformer en Super Heros

Il vous évitera de courir quotidiennement pour contrôler le niveau de vos ECO'Logic Box



## BOUTON D'ALERTE INTELLIGENT « ECO'LOGIC BOX PLEINE »

ALERTEZ - CHANGEZ - OPTIMISEZ

Vos Eco'Logic Box ne sont pas situées dans un périmètre proche, ne vous permettant pas d'en contrôler aisément la contenance.

Pour cela disposez le bouton intelligent Gdos Sensor sur la borne grâce à l'affichage proposée.

Votre Eco'Logic 'Box est pleine !

Il suffit de presser le bouton et ainsi informer la personne en charge d'intervention pour changer le sac contenu dans l'Eco'Logic Box.

### IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF

Une solution exclusive efficace évitant des déplacements intempestifs inutiles. Diminuez vos émissions de CO2 en limitant vos déplacements. Boostez votre politique RSE.

Dimensions : 8.1 x 2.9 x 1.2 cm

Ref : PA001021AS

Depuis votre espace d'administration dédié, pilotez vos boutons, collectez et traitez les données remontées par vos transmetteurs en quelques clics.

Une plateforme web responsive design qui s'adapte automatiquement au terminal utilisé pour la consultation. Que ce soit depuis un PC, une tablette, un smartphone, où que vous soyez, vous avez accès à vos données et pouvez visualiser votre parc d'objets connectés en temps réel et cela facilement grâce à la géolocalisation.

Remontée d'alarme, grâce à la création de scénarios d'alerte, restez informé par réception d'un e-mail, d'un SMS ou d'un appel vocal.



## L'enlèvement Gratuit en 2 clics

Vous disposez d'un stock de masques à usage unique usagés !

Et vous souhaitez vous en libérer ...

## CONTAINER RETOUR DE RECYCLAGE

### ENLEVEMENT DE VOS MASQUES USAGÉS

LES CONTAINERS RETOUR ont été conçus de manière à recevoir 2 sacs de 110L représentant environ 1000 masques.

Qu'il s'agisse de notre container de retour avec une étiquette bleue pour la collecte de masques compostables ou avec une étiquette jaune pour les masques en polypropylène, il suffit de cliquer sur le lien enlèvement sur notre site [www.fcimport.fr](http://www.fcimport.fr) afin de nous transmettre votre demande d'enlèvement

Nous procéderons à l'envoi d'étiquettes à coller sur les colis comme présenté sur la demande d'enlèvement. Une personne se présentera pour récupérer vos containers retour afin de les rediriger sur le site de recyclage en France.

**Cette collecte peut se réaliser sur toute la France et Europe.**





**La solution de recyclage des masques à usage unique**

FC IMPORT  
127 Rue Charles Tillon  
93300 Aubervilliers

[fcimport94@gmail.com](mailto:fcimport94@gmail.com)  
[www.fcimport.fr](http://www.fcimport.fr)

01 82 83 56 94